

Группа Компаний ПРОТЕКО присутствует на рынке с 2005 года. Каждый день мы поддерживаем исключительно высокое качество продукции, обеспечиваем надежность и безопасность в партнерстве для производителей, дистрибьюторов и конечных потребителей медицинских изделий на рынках России и ближнего зарубежья.

Мы работаем по всему миру с производителями, предлагающими инновационные медицинские товары. В то же время мы вкладываем немалые усилия в местное производство и внедряем новые технологии для расширения ассортимента высококачественной продукции российского производства.

Группа Компаний ПРОТЕКО заботится о своих клиентах и их потребностях. Мы не только предоставляем сервис высокого уровня, но и предлагаем систему обучения медицинских работников.

Ключевые направления

Продажа профессиональных стоматологических материалов. Спектр поставляемой продукции включает в себя:

- Композитные материалы и адгезивные системы.
- Комплексные решения в расходных материалах для стоматологов.
- Средства индивидуальной защиты от ведущих мировых производителей.
- Дезинфицирующие средства собственного производства.
- Инструменты для стоматологии.

Обучение стоматологов

Компания оказывает своим клиентам всестороннюю информационную поддержку, помогает в организации обучающих мероприятий, консультирует по продуктам.



PROTECO

COMPANY GROUP

Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 5, к. 2, офис 401
+7 (812) 779-30-90 (доб. 101)
+7 (921) 181-59-40

Москва, Университетский пр-т, д. 12
+7 (812) 779-30-90 (доб. 101)

Новосибирск, ул. Советская, д. 95, этаж 2
+7 (931) 952-40-51

Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Макатаева, д. 117, к. А, офис 318
+7 (727) 339-60-06


г. Астана, ул. Сары-Арка, д. 31/1, офис 509
+7 (701) 345-29-61

Room G194, 406
Guliang Rd., Putuo
Dist., Shanghai, China
上海市普陀区古浪路 406号
1层 G194室

protecodent.ru

STEA® – ЗАБОТА ВРАЧЕЙ О ВРАЧАХ!

Линейка
эндодонтических
инструментов



STEA®

STEA®

STEA®

Линейка эндодонтических инструментов STEA®

Машинные эндодонтические инструменты

TC-Files Gold уникальная система эндодонтических файлов STEA® с постоянной конусностью и треугольным сечением для минимально-инвазивной первичной эндодонтии, в том числе в искривленных каналах

R-Files Gold классическая система эндодонтических файлов с переменной конусностью и треугольным сечением для первичной эндодонтии

N-Files Gold система поликонусных эндодонтических файлов со смещенным центром вращения и прямоугольным сечением для первичной эндодонтии

V-Glider Gold система эндодонтических файлов для создания «ковровой дорожки» ротационными инструментами

WF-Files Gold система реципрокных файлов с ромбовидным сечением

O-Files Gold система реципрокных файлов с S-образным сечением

D-Files Gold система эндодонтических файлов для перелечивания

DT-Files Gold система эндодонтических файлов для детской эндодонтии

Ручные эндодонтические NiTi инструменты

K-Files, H-Files, Reamers классические NiTi файлы ассорти, 02 конусности

Hand R-Files Gold/Blue ручные NiTi файлы ассорти для формирования каналов с прогрессирующей конусностью

Цветом в таблице указаны модели файлов в ассортименте. Возможные варианты наборов: 1 вид (6 экз., 2 вида (3 экз., 6 видов (1 экз.

	Длина, мм	Размер STEA (по диаметру кончика и конусности)	Размеры – аналоги	Цвет
TC-Files Gold	19	17/.08	17/.08	белый
	21, 25, 31	15/.03	15/.03	белый
	21, 25, 31	20/.04	20/.04	жёлтый
	21, 25, 31	25/.04	25/.04	красный
	21, 25, 31	30/.04	30/.04	синий
	21, 25, 31	20/.02		жёлтый
	21, 25, 31	25/.06		красный
	21, 25, 31	30/.06		синий
	21, 25, 31	35/.04		зелёный
R-Files Gold	19	19/.04	SX	оранжевый
	21, 25, 31	17/.02	S1	фиолетовый
	21, 25, 31	20/.04	S2	белый
	21, 25, 31	20/.07	F1	жёлтый
	21, 25, 31	25/.08	F2	красный
	21, 25, 31	30/.09	F3	синий
N-Files Gold	21, 25	17/.04	X1	белый
	21, 25	25/.06	X2	красный
	21, 25	30/.07	X3	синий
V-Glider Gold	21, 25	13/.02	13/.02	фиолетовый
	21, 25	16/.02	16/.02	белый
	21, 25	19/.02	19/.02	желтый
	21, 25	10/.04		фиолетовый
	21, 25	10/.06		фиолетовый
	21, 25	15/.03		белый

	Длина, мм	Размер STEA (по диаметру кончика и конусности)	Размеры – аналоги	Цвет
V-Glider Gold	21, 25	15/.04		белый
	21, 25	15/.06		белый
	21, 25	20/.02		жёлтый
	21, 25	16/.02 вариотейпер		белый
O-Files Gold	21, 25, 31	20/.08		жёлтый
	21, 25, 31	25/.08	25/.08	красный
	21, 25, 31	40/.06	40/.06	чёрный
	21, 25, 31	50/.05	50/.05	жёлтый
D-Files Gold	16	30/.09	D1	синий
	18	25/.08	D2	красный
	22	20/.07	D3	желтый
DT-Files Gold	17	30/.04	-	желтый
	17	25/.04	-	красный
	17	20/.04	-	синий
K-Files	21, 25, 28, 31	15-40	15-40	согласно ISO
K-Files	21, 25, 28, 31	45-80	45-80	согласно ISO
H-Files	21, 25, 28, 31	15-40	15-40	согласно ISO
H-Files	21, 25, 28, 31	45-80	45-80	согласно ISO
Reamers	21, 25, 28, 31	15-40	15-40	согласно ISO
Reamers	21, 25, 28, 31	45-80	45-80	согласно ISO
R-Files Gold	ассорти	sx-x3	sx-x3	-
R-Files Blue	ассорти	sx-x3	sx-x3	-

STEA®

STEA®

STEA®