



**REAMERS**  
ДРИЛЬБОРЫ РУЧНЫЕ



Длина (L) : 18,21,25,28,31мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 06 ~ 140  
Ассортимент : 15 ~ 40  
18 мм Reamers : #15 ~ #40 только  
Medium Reamers : 12,17,22,27,32,37 (21,25 мм)

Rubber Stopper  
21% 25%  
28% 31%


**K-FILES**  
ДРИЛЬБОРЫ РУЧНЫЕ



Длина (L) : 18,21,25,28,31мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 06 ~ 140  
Ассортимент : 15 ~ 40  
18 мм K-Files : #15 ~ #40 только  
Medium K-Files : 12,17,22,27,32,37 (21,25 мм)

Rubber Stopper  
21% 25%  
28% 31%


**HEDSTROM-FILES**  
КОРНЕВЫЕ БУРАВЫ РУЧНЫЕ



Длина (L) : 18,21,25,28,31мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 08 ~ 140  
Ассортимент : 15 ~ 40  
18 мм H-Files : #15 ~ #40 только  
Medium H-Files : 12,17,22,27,32,37 (21,25 мм)

Rubber Stopper  
21% 25%  
28% 31%


**D FINDERS**  
РУЧНЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ КАНАЛА



Длина (L) : 21,25мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 06,10,12,15

поперечное сечение  
Rubber Stopper  
21% 25%


**ENGINE REAMERS**  
ДРИЛЬБОРЫ МАШИННЫЕ



Длина (L) : 18,21,25,28мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 10 ~ 80  
Ассортимент : 15 ~ 40

поперечное сечение  
Rubber Stopper  
21% 25%


**RT FILES**  
ГИБКИЕ РУЧНЫЕ ФАЙЛЫ С РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ



Длина (L) : 21,25,28,31мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 15 ~ 80  
Ассортимент : 15 ~ 40  
Side Ratio : #15 ~ #25 (1:2), #30 ~ #80 (1:3)

поперечное сечение  
Rubber Stopper  
21% 25%  
28% 31%


**FLEXILE FILES**  
ДРИЛЬБОРЫ РУЧНЫЕ, ГИБКИЕ



Длина (L) : 21,25мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 15 ~ 40  
Ассортимент : 15 ~ 40  
Medium Flexile Files : 12,17,22,27,32,37 (21,25 мм)

поперечное сечение  
Rubber Stopper  
21% 25%


**FLARE FILES**  
РУЧНЫЕ КОНУСНЫЕ ФАЙЛЫ



Длина (L) : 21,25мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 15 ~ 60  
Ассортимент : 15 ~ 40

поперечное сечение  
Rubber Stopper  
21% 25%

**NRT FILES**  
КАНАЛОРАСШИРИТЕЛИ МАШИННЫЕ




Длина (L) : 21,25мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 20,30,40  
Ассортимент : 14, 12, 10, 08, 06, 04

поперечное сечение  
Rubber Stopper  
21% 25%

конусность : 14 ~ 04  
Ассортимент : 20,25,30,35 или 40 .14 ~ .04 конусность


**SEC 0-FILES**  
ДРИЛЬБОРЫ/БУРАВЫ РУЧНЫЕ С ЗАКРУГЛЕНИЕМ



Длина (L) : 21,25мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : \*08,10 ~ 80  
Ассортимент : 15 ~ 40  
\*только для Type K

атравматический кончик  
Rubber Stopper  
21% 25%

**SUPER FILES**  
ДРИЛЬБОРЫ МАШИННЫЕ СВЕРХГИБКИЕ



Длина (L) : 18,21,25мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 10 ~ 40  
Ассортимент : 15 ~ 40


**ULTRASONIC FILES**  
ДРИЛЬБОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ПРИБОРАМИ



Длина (L) : 33мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 10 ~ 50  
Ассортимент : 15 ~ 40


диаметр хвостовика  
Дiameter of tail : #10 ~ #40 (0.8mm), #45 & #50 (1.0mm)

**ENGINE H-FILES**  
БУРАВЫ МАШИННЫЕ




Длина (L) : 21,25,28мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 10 ~ 80  
Ассортимент : 15 ~ 40

**PASTE CARRIERS**  
КАНАЛОНАПОЛНИТЕЛИ МАШИННЫЕ



Длина (L) : 21,25,29мм  
Упаковка : 4 штуки  
Размер : 25 ~ 40  
Ассортимент : 25 ~ 40

**GATES DRILLS & PESSO REAMERS**  
СВЁРЛА & КОРНЕВЫЕ ДРИЛЬБОРЫ МАШИННЫЕ



Длина (L) : 28,32,38мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 1,2,3,4,5,6  
Ассортимент : 1 ~ 6


**PLUGGERS & SPREADERS**  
РУЧНЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГУТТАПЕРЧЕЙ



Длина (L) : 21,25мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 15 ~ 40  
Ассортимент : 15 ~ 40

Pluggers для каналов с вертикальной конденсацией  
Spreaders для каналов с латеральной конденсацией


**FLARE FINGER SPREADERS**  
РУЧНЫЕ КОНУСНЫЕ СПРЕДЕРЫ



Длина (L) : 21,25мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 15 ~ 40  
Ассортимент : 15 ~ 40

конусность : .05

**SHORT BARBED BROACHES**  
ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ РУЧНЫЕ



Длина (L) : 21мм  
Упаковка : 6 штук  
Размер : 1,2,3,4,5,6  
Ассортимент : 2(xof) ~ 4(f), 1(xoox) ~ 6(c)

**BARBED BROACHES**  
ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ РУЧНЫЕ



Длина (L) : 52мм  
Упаковка : 12 штук  
Размер : 000,00,0,1,2,3

**SMOOTH BROACHES**  
КОРНЕВЫЕ ИГЛЫ РУЧНЫЕ



Длина (L) : 52мм  
Упаковка : 12 штук  
Размер : 000,00,0,1,2,3



Каждое изделие МАНИ защищено от подделки программой "Проверка подлинности товара".



На каждую единицу товара нанесен защитный стикер с кодом, введя который на сайте компании Крафтвэй, можно проверить подлинность товара и выиграть приз.

Внимание! Наличие стикера на упаковке не гарантирует подлинность товара. Для 100-процентной уверенности в товаре необходимо провести проверку кода!

Подробная информация:  
www.kraftwaydental.ru  
Тел.: 8-800-100-100-9

КАТАЛОГ  
эндодонтических инструментов  
и боров  
**MANI®**

**kraftway PHARMA®**  
Представитель в России Компания Крафтвэй  
Тел.: (495) 232-69-33, 8-800-100-100-9  
www.kraftwaydental.ru